

Rely+On PeraSafe

INSTRUMENTDESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektionsmedel med snabb effekt baserat på perättiksyrajoner



Ett medel lämpligt att använda istället för t.ex. 2 % glutaraldehyd, fenoler, formaldehyd eller andra mindre användarvänliga medel. PeraSafe är inte korrosivt och kan därmed rekommenderas för alla former av instrumentdesinfektion. Vi har efter 15 år inga inrapporterade materialproblem efter användning av PeraSafe. PeraSafe är granskat ur såväl miljö-, hälso- samt effektsynpunkt av oberoende svensk expertis med positivt resultat. PeraSafe används när värmedesinfektion av olika skäl inte är möjligt, till exempel desinfektion av endoskop. Observera att vi rekommenderar vår doseringsflaska vid tillblandning. Läs instruktion i burken innan användning.

Fördelar

Snabb (full effekt inom 10 min på allt utom svamp)
Låg miljöpåverkan
Säker för användaren
Skonsam mot material
Effektiv (dokumenterad effekt mot såväl bakterier, sporer, virus, och mykobakterier)
Neutralt pH samt luktar svagt av ättika.

Nackdelar

Pulver som ligger i doseringspåsar (måste blandas ut i ljummet vatten, ca 35°C)
Endast hållbar i 12 timmar efter beredning till brukslösning.

PeraSafe levereras i en burk med 10 st dospåsar á 16,2g pulver, som var och en ger 1 liter brukslösning. En doseringspåse blandas med en liter ljummet vatten, 30-35 °C, under ca 3-5 minuter. Använd helst vår doseringsflaska med etikett. Pulvret är mycket flyktigt, tänk därför på att hålla det borta från näsa/ögon. Brukslösningen är hållbar i 12 timmar.

MEDICAL DEVICE DISINFECTANT

CE-märkt och testad och godkänd enligt EN14561, 14562, 14563, 13727, 13624, 14348.

Innehåll: Natriumperkarborat, citronsyra, anjonaktiv tensid.

Art nr: 7712

Förpackning 10 påsar (10x16,2g)

Tillbehör:

Doseringsflaska 1L med etikett

Art nr: Viro008 (12x1st)

Samtliga förpackningar sorteras som PE-plast.